

el Γλυκό σφράγισης ριζικού σωλήνα

Περιγραφή
BC Universal Sealer είναι μια συμβατική προσαρμοσμένη, έτοιμη για χρήση, ενσχυμ πάστα ένωσης αργιλοπυρρικού οξείδιου που έχει διαμοιυρηθεί για μόνιμη απόφραξη του ριζικού σωλήνα. Το BC Universal Sealer βλαπείται σε μια μόνωση της ένωσης αργιλοπυρρικού οξείδιου που απαιτεί την παρουσία νερού για την πήξη και τη σκλήρυνση. Το BC Universal Sealer δεν συρρικνώνει κατά την πήξη και καταβύθισης εξαιρετικής φυσικής ιδιότητες.

Χρόνος πήξης
Η ώρα πήξης είναι 25 λεπτά, καταμετρημένη σύμφωνα με το ISO6876:2012 (αυτή είναι γαρωσσία 100%). Ωστόσο, σε κανονικές ριζικούς σωλήνες η ώρα πήξης μπορεί να είναι πάντα από 2,5 ώρες.

Σύνθεση
– Ένωση αργιλοπυρρικού οξείδιου
– Οξείδιο του ζirkονίου
– Μέσο πλήρωσης και πυκνωτικό μέσο

Ενδείξεις

Μόνιμη απόφραξη του ριζικού σωλήνα.

Συνιστούμεν διαδικασίας

1. Προετοιμάστε μια διαβρέστε τον ριζικό σωλήνα χρησιμοποιώντας τις τυποποιημένες ενδοδοντικές τεχνικές.

2. Για την διεκονόληση σας, προσαρτήστε μια λαβίδα ελεύθερης γωνίας στη σύριγγα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.



3. Αραιώστε το κατάκι της σύριγγας από τη σύριγγα του BC Universal Sealer. Προσπαθήστε να ασφαλίσει ένα ακροστικό μίας χρήσης στερεοτύπου δεξιάστροφορ στην πλήρη της σύριγγα. Το ακροστικό μίας χρήσης είναι εύκαμπτο και μπορεί να λυθεί προς διεκονόληση της πρόσβασης στον ριζικό σωλήνα.

4. Βάλτε το ακροστικό της σύριγγας μέσα στον ριζικό σωλήνα όχι βαθύτερα από το ένα τρίτο (1/3) της κεφαλής. Χρηστήστε απλά και προσεκτικά το BC Universal Sealer μέσα στο ακροστικό του ριζικού σωλήνα. Σε αυτό το στάδιο μπορεί να να ληφθεί μια ακροστική για να διασφαλίσει η ενδοεξυμμένη ακροστική BC Universal Sealer. Αν η τοποθέτηση δεν είναι επαρκής, διαβρέστε διεξοδικά το BC Universal Sealer έξω από τον ριζικό σωλήνα και επαναλάβετε τη διαδικασία.

5. Συνεχίστε να γεμίζετε τον ριζικό σωλήνα με BC Universal Sealer ενώ αραιείτε το ακροστικό μίας χρήσης. Γεμίστε τελείως τον ριζικό σωλήνα. Αποφύγετε τον σχηματισμό φυσαλίδων και την υπερπλήρωση του ριζικού σωλήνα.

6. Αραιώστε το πλεονάζον BC Universal Sealer από την κορυφή του ριζικού σωλήνα με ένα υγρό επίθετο από βαμβάκι.

7. Τοποθετήστε τους κώνους γουαπεράκς μέσα στον ριζικό σωλήνα χρησιμοποιώντας τις τυποποιημένες ενδοδοντικές τεχνικές.

Αποθήκευση

1. Να κλείνετε καλά το κατάκι της σύριγγας όταν δεν χρησιμοποιείτε το BC Universal Sealer.

2. Να αποθηκεύετε την έκθεση στο άμεσο φως του ήλιου.

3. Να το αποθηκεύετε σε ξηρό μέρος.

Προφυλάξεις

1. Μόνο για οδοντική χρήση

2. Πρέπει να χρησιμοποιείται από οδοντίατρο και επαγγελματία του χώρου της οδοντιατρικής. Να λαμβάνετε υπόψη τη διαδικασία και τις προφυλάξεις.

3. Να το κρατάτε μακριά από τους μη οδοντιατρικούς χρήστες περιλαμβανομένων των παιδιών, των ηλικιωμένων και άλλων.

4. Μην πιέζετε την πάστα με υπερβολική δύναμη διότι ο ασθενής μπορεί να αποβεί από το θρόνο.

5. Μην γεμίζετε υπερβολικά πέραν του ακροστικού.

6. Αν υπάρχει κατά λάθος επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με μεγάλη ποσότητα νερού.

7. Μην επαναχρησιμοποιείτε το ακροστικό μίας χρήσης μετά την χρήση.

8. Μην το χρησιμοποιείτε μετά την ημερησια λήξης.

9. Μην το χρησιμοποιείτε ως φάρμακο παθολογίας.

Εγγύηση

Η VERICOM CO., LTD θα αντικαταστήσει όποιο προϊόν αποδειχτεί ότι είναι ελαττωματικό. Η VERICOM CO., LTD δεν φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια, άμεση ή επακόλουθη, που προκύπτει από την χρήση ή την ανακούφιση χρήσης του παραρφεόμενου προϊόντος. Πριν της έναρξης του χρήσης για επαγγελματική χρήση του, ο χρήστης αναλαμβάνει όλους τους σχετικούς κινδύνους και τις υποχρεώσεις.

pt Material de selagem do canal radicular

Descrição

BC Universal Sealer é uma pasta composta conveniente pré-misturada pronta a usar de aluminossilicato de cálcio injetável desenvolvida para obturação permanente do canal radicular. BC Universal Sealer baseia-se numa composição de composto de aluminossilicato de cálcio, que requer a presença de água para se fixar e endurecer. O BC Universal Sealer não encolhe durante a fixação e demonstra excelentes propriedades físicas.

Prazo de fixação

O tempo de fixação é de 25 min, medido de acordo com a norma ISO 6876:2012 (100 % de humidade). No entanto, em canais radiculares normais, o tempo de fixação pode ser mais de 2,5 horas.

Composição

-Composto de aluminossilicato de cálcio

-Óxido de zircónio
– Agente de enchimento e espessante

Indicações

Obturação permanente do canal radicular.

Procedimento Recomendado

1. Preparar e irrigar o canal radicular através de técnicas endodónticas padronizadas.

2. Para sua conveniência, coloque um suporte de ângulo livre na seringa como na figura abaixo.



3. Retire a tampa da seringa da seringa BC Universal Sealer. Enrosque firmemente a ponta descartável no sentido dos ponteiros do relógio na estrutura da seringa. A ponta descartável é flexível e pode ser dobrada para facilitar o acesso ao canal radicular.

4. Insira a ponta da seringa no canal radicular não mais profundo do que no terzo coronal (1/3). Distribua, de forma cuidadosa e suave, o BC Universal Sealer no ápice do canal radicular. Nesta fase, pode ser tirada uma radiografia para garantir uma selagem apical adequada. Se a inserção não for suficiente, irrigue bem o BC Universal Sealer do canal radicular e repita o procedimento.

5. Continue a encher o canal com o BC Universal Sealer enquanto retira a ponta descartável. Encha completamente o canal radicular; evite a formação de bolhas de ar o enchimento excessivo do canal radicular.

6. Retire o excesso de BC Universal Sealer da parte superior do canal radicular com um rolo de algodão húmido.

7. Coloque as Pontas de Guta-Percha no canal radicular através de técnicas endodónticas padrão.

Armazenamento

1. Mantenha a tampa da seringa bem fechada quando não utilizar o BC Universal Sealer.

2. Evite a exposição à luz solar direta.

3. Guarde num lugar fresco.

Precauções

1. Exclusivamente para uso dentário

2. Deve ser utilizado por um dentista e um profissional de medicina dentária. Cumpra o procedimento e as precauções.

3. Mantenha-o afastado de utilizadores não ligados ao ramo dentário, incluindo crianças, idosos e outros.

4. Não pressione a pasta com força excessiva porque o paciente pode ter alguma dor aguda.

5. Não encha além do ápice.

6. Em caso de contacto accidental com os olhos, lave imediatamente com uma grande quantidade de água.

7. Não reutilize a ponta descartável após a utilização.

8. Não utilize depois de expirado o prazo de validade.

9. Não utilize como medicamento interno.

Garantia

A VERICOM CO., LTD substituirá o produto comprovadamente defeituoso. A VERICOM CO., LTD, não assume qualquer responsabilidade por danos ou perdas, diretos ou consequenciais, decorrentes da utilização ou incapacidade de utilização do produto descrito. Antes de utilizar, a responsabilidade do usuário determinar a idoneidade do produto à finalidade a que se destina. O utilizador assume todos os riscos e responsabilidades relacionados.

hu Gyökértömő anyag

Leírás

BC Universal Sealer a gyökércsatorna végleges tömésére szolgáló kényelmes, előkevert, használható kész, injektálható aluminümszilikát-vegyület paszta. A BC Universal Sealer alapját egy kalcium-aluminümszilikát vegyület képezi, amelyhez vízzel kell adni ahhoz, hogy megkötjön és megkeményedjen. A BC Universal Sealer nem zsugorodik a megkötés során, és nagyzerő fizikai tulajdonságokkal rendelkezik.

Kötési idő

A kötési idő 25 perc az ISO 6876:2012 szabvány szerint mérve (100%-os nedvesség feltétele mellett). A rendszer gyökércsatornákn azomban a kötési idő meghaladhatja a 2,5 órát.

Összetétel


– Kalcium-aluminümszilikát vegyület
– Cirkónium-oxid
– Töltő-és súrítóanyag

Javallatok

A gyökércsatorna végleges tömése.

Javasolt eljárás

1. A bevett gyökérfélezési technikák alkalmazásával készítse elő, és öblítse ki a gyökércsatornát.
2. Saját kényelmére érdekében rögzítsen egy szabad szög tartót a feskendőre, az alábbi ábrán látható módon.



3. Távolítsa el a kupakot a BC Universal Sealer feskendőről. Az óramutató járásával irányítsa a tekerő rögzítést megfelelően egy egyszer használatos csőr a feskendő kónuszára. A flexibilis egyrészes használatos csőr meghajlítható a gyökércsatornához való hozzáférés megkönnyítése érdekében.

4. Illesze a feskendő csőrét a gyökércsatornába, a koronai harmadnál né mélyebbre (1/3). Finoman és egyletesen nyomja a BC Universal Sealer tömőanyagot a gyökércsatorna csúcába. Ebben a szakaszban röntgenkép készíthető, a megfelelő apikális zárás ellenőrzése érdekében. Ha a tömés nem megfelelő, öblítse ki alaposan a BC Universal Sealer tömőanyagot a gyökércsatornából, és ismételje meg a műveletet.

5. Az egyszer használatos csőr visszahúzdása közben folytassa a gyökércsatorna feltöltését a BC Universal Sealer tömőanyaggal. Töltse meg teljesen a gyökércsatornát; kerülje a légbuborékok képződését és a gyökércsatorna túltöltését.

6. Nedves vattagombóccal távolítsa el a felesleges BC Universal Sealer mennyiséget a gyökércsatorna felső részéről.

7. A bevett gyökérfélezési technikák alkalmazásával helyezze a guttapercha roénoekat a gyökércsatornába.

Tárolás

1. Kérjük, tartsa szorosan lezárva a feskendő kupakját, amikor nem használja a BC Universal Sealer terméket.

2. Ne tegye ki közvetlen napfénynek.

3. Hűvös helyen tárolandó.

Övntételesek

1. Csak fogászati felhasználásra

2. A termék fogorvosok és fogászati szakemberek által felhasználásra szolgál. Kövesse az eljárást, és tartsa be az óvintézkéseket.

3. Nem fogász felhasználóktól, többek között gyermekektől, idősektől és más személyektől elzárva tartandó.

4. Ne nyomja ki a pasztát túlzott erővel, mert ez a páciensnek akut fájdalmat okozhat.

5. Ne töltse fel a csatornát a csúcson túl.

6. Vélletlenül szembe kerülés esetén azonnal öblítse ki bő vízzel.

7. Használat után ne használja újra az egyszer használatos csőrt.

8. Ne használja a legírati dátum után.

9. Ne használja belső gyógyserként.

Jótállás

A VERICOM CO., LTD kicseréli a hibás termékeket. A VERICOM CO., LTD, nem vállal felelősséget a bemutatott termék használatából vagy használatra való alkalmatlanságából eredő közvetlen vagy közvetett károkokt vagy veszteségektől. A felhasználói felelősség, hogy használat előtt meghatározza a termék megfelelőségét a kívánt felhasználásra. Ezzel kapcsolatban a felhasználó vállal minden kockázatot, és őt terhel minden felelősség.

ro Material de obturare a canalelor radiculare

Descriere

BC Universal Sealer este o pastă de aluminosilicat de calciu injectabilă, preamestecată, gata de utilizare, ușor de aplicat, concepută pentru obturarea permanentă a canalelor radiculare. BC Universal Sealer se bazează pe un compus din aluminosilicat de calciu, care necesită prezența apei pentru a fi injectat și întărit. BC Universal Sealer nu se contractă în timpul prizei și demonstrează proprietăți fizice excelente.

Temp de priză

Tempul de priză este de 25 min, măsurat conform ISO 6876:2012 (condiții de umiditate de 100%). Cu toate acestea, în canalele radiculare normale, timpul de priză poate depăși 2,5 ore.

Compozitie

-Compus din aluminosilicat de calciu

-Oxid de zirconiu
– Filler și agent de îngroșare

Indicații

Obturarea permanentă a canalelor radiculare.

Procedură recomandată

1. Pregătiți și irigați canalul radicular utilizând tehnici endodontice standard.

2. Pentru comoditate, montați un suport adaptor mobil pe seringa și sera cum se arată în imaginea de mai jos.



3. Scoateți capacul seringii de pe seringa BC Universal Sealer. Fixați bine un ac de unică folosință rotund în sensul acelor de ceasornic pe conectorul seringii. Acul de unică folosință este flexibil și poate facilita accesul la canalul radicular.

4. Introduceți acul seringii în canalul radicular la o adâncime de maximum o treime față de coronă (1/3). Introduceți încet și cu grijă BC Universal Sealer în apexul canalului radicular. În această etapă se poate face o radiografie pentru a se asigura o obturare apicală adecvată. În cazul în care materialul introdus nu este suficient, scoateți complet BC Universal Sealer prin irigare din canalul radicular și repetați procedura.

5. Continuați obturarea canalului radicular cu BC Universal Sealer pe măsură ce retrageți vârful de unică folosință. Obturați canalul radicular complet; evitați formarea de bule de aer și supraobturarea canalului radicular.

6. Îndepărtați excesul de BC Universal Sealer de la partea superioară a canalului radicular cu o buletă de vată umezită.

7. Introduceți conurile de guttapercă în canalul radicular utilizând tehnici endodontice standard.

Păstrare

1. Păstrați capacul seringii bine strâns când nu utilizați BC Universal Sealer.

2. Evitați expunerea la lumina directă a soarelui.

3. A se păstra într-un loc răcoros.

Precauții

1. Doar pentru uz stomatologic

2. Trebuie utilizat de un medic stomatolog sau de un profesionist din domeniul stomatologic. Respectați procedura și precauțiile.

3. A nu se lăsa la îndemâna utilizatorilor din afara domeniului stomatologic, inclusiv a copiilor, a vârstnicilor și a altor persoane.

4. Nu introduceți pasta cu forță, întrucât pacientul poate avea dureri intense.

5. Nu depășiți apexul.

6. În caz de contact accidental cu ochii, spălați imediat cu o cantitate mare de apă.

7. Nu reutilizați vârful de unică folosință după utilizare.

8. A nu se consuma după data expirării.

9. Nu utilizați ca medicament de uz intern.

Garantie

VERICOM CO., LTD va înlocui produsul dacă se dovedește că este defect. VERICOM CO., LTD, nu își asumă responsabilitatea pentru niciun prejudiciu sau pierdere, directă sau indirectă, rezultat din utilizarea sau imposibilitatea utilizării produsului descris. Este responsabilitatea utilizatorului ca, înainte de utilizare, să stabilească caracterul adecvat al produsului pentru utilizarea preconizată. Utilizatorul își asumă toate riscurile și răspunderea în legătură cu acesta.

it Materiale di tenuta del canale radicolare

Descrizione

BC Universal Sealer è una comoda pasta composta di aluminossilicato di calcio, pronta all'uso e iniettabile, sviluppata per l'otturazione permanente del canale radice. BC Universal Sealer è basata su una composizione di aluminossilicato di calcio, che richiede la presenza di acqua per solidificarsi e indurirsi. BC Universal Sealer non si restringe durante la solidificazione e dimostra eccellenti proprietà fisiche.

Tempo di solidificazione

Il tempo di solidificazione è di 25 min, misurato secondo ISO6876:2012 (100% di condizionalità di umidità). Tuttavia, nei normali canali principali, il tempo di solidificazione può essere superiore a 2,5 ore.

Composizione

- Composto in aluminossilicato di calcio

- Ossido di zirconio
– Agenti di riempimento e ispessimento

Indicazioni

Otturazione permanente del canale radicolare.

Procedura raccomandata

1. Preparare e irrigare il canale radicolare utilizzando tecniche endodontiche standard.

2. Per la vostra comodità, fissare un supporto angolare libero alla siringa come mostrato di seguito in foto.



3. Rimuovere il cappuccio della siringa dalla siringa BC Universal Sealer. Fissare saldamente una punta monouso con una torsione in senso orario al mozzo della siringa. La punta monouso è flessibile e può essere piegata per facilitare l'accesso al canale radicolare.

4. Inserire la punta della siringa nel canale radicolare non più profondo di un terzo coronale (1/3). Distribuire delicatamente e senza intoppi BC Universal Sealer nell'apice del canale radicolare. In questa fase può essere effettuata una radiografia per garantire un adeguato sigillo apicale. Se il posizionamento non è sufficiente, irrigare completamente BC Universal Sealer fuori dal canale radicolare e ripetere la procedura.

5. Continuare a riempire il canale radicolare con BC Universal Sealer, ritirando la punta monouso. Riempire completamente il canale radicolare. Evitare la formazione di bolle d'aria e il riempimento eccessivo del canale radicolare.

6. Rimuovere l'eccesso di BC Universal Sealer dalla parte superiore del canale radicolare con un pellet di cotone umido.

7. Posizionare le punte in guttaperca nel canale radicolare utilizzando tecniche endodontiche standard.

Stoccaggio

1. Tenere saldamente il tappo della siringa quando non si usa BC Universal Sealer.

2. Evitare l'esposizione alla luce solare diretta.

3. Conservare in un luogo fresco.

Precauzioni

1. Solo per uso odontoiatrico

2. Tale utilizzo dovrebbe essere effettuato da un dentista o da un professionista odontoiatrico. Osservare la procedura e le precauzioni.

3. Tenerlo lontano dalla portata di non addetti ai lavori in ambito odontoiatrico, compresi bambini, anziani e altri.

4. Non premere la pasta con forza eccessiva, perché il paziente può manifestare un dolore acuto.

5. Non sovraccaricare oltre l'apice.

6. A niespedito usare ar pàrmiergu spēku, jo paciēntam var rasties iekūtas sāpes.

5. Nepārplūdiēt ārpus zoba saknes kanāla atveres.

4. Ja notūkst nejausa sāskare ar ādu, nekavējoties tās skalot ar lielu ūdens daudzumu.

7. Pēc lietošanas vienreizējās lietošanas uzgali neizmantojiet atkārtoti.

8. Neļaujoties pēabīgums naudojimo beigām.

9. Neļietotie ja iekšējās zāles.

Garantija

VERICOM CO., LTD nomainīs produktu, kuram ir pierādīts defekts. VERICOM CO., LTD, nē uzņemas atbildību par jēkādēliem tiesēm vai izrētošiem bojājumiem vai zaudēumiem, kas izriet no aprakstā produkta lietošanas vai nespaējos lietot. Pirms lietošanas lietotāji ir atbildīgi par produkta piemērotības noteikšanu paredzētajam lietojumam. Lietotājs uzņemas visus ar to saistītos riskus un atbildību.

sk Sealer korejovŕh kanálíkŕv

Popis

BC Universal Sealer je pohodlné sa pouŕivájúca, predmiešaná injeknŕh pastá s hlinitokremŕtanŕnŕn vŕpenatŕm, pripravena na okamŕitŕ pouŕitŕ, ktorŕ bola vyvinutá pre trvalŕ obturáciu korejovŕh kanálíkŕv. Pasta BC Universal Sealer je vyrobená na báze kompozitnej zŕleniny hlinitokremŕtanŕnŕn vŕpenatŕm, ktorŕ na stŕnŕtnŕe a vyvrtnutŕn vyŕžaduje prŕtŕmŕnosť vody. Pasta BC Universal Sealer sa počas tuhnutia nezrŕža a vŕkazuje vynikajúce fyzikálne vlastnosti.

Doba tuhnutia

Doba tuhnutia je 25 minút, merané podľa ISO6876:2012 (100 % vlhkosti). Pri normálnych korejovŕh kanálíkŕvch vŕsak mŕže bytŕ doba tuhnutia dlŕšia ako 2,5 hodiny.

Zloŕenie

– Zŕlŕenina hlinitokremŕtanŕnŕn vŕpenatŕho

– Oxid zirkŕnŕnŕjŕtŕ
– Phivo a zahusťovadlo

Indikácie

Trvalŕ obturácia korejovŕho kanálíkŕv.

Odporúčanŕ postup

1. Pripravte a predŕchnite korejovŕh kanálík pomocou štandardnych endodontických techník.

2. Pre zaistenie vŕšho pohodu pripevnite na striekačku drŕiak nastaviteľného uŕha, ako je naznačené na obrázku niŕže.



3. Scoatŕte kapacul seringy de pe