





# BC UNIVERSAL SEALER



## EN

- Irrigate the root canal and dry with Paper Point.

- Select the master cone which is inserted smoothly to working length.
- If the master cone engages too tightly with the root canal, it may not reach the working length.

- Attach an extension holder to the syringe
- Connect the tip to the syringe and make sure to check if BC Universal Sealer is being discharged well from the tip end.

## FR

- Irriguer le canal radiculaire puis le sécher avec une pointe de papier.

- Choisir le maître-cône qui est inséré délicatement jusqu'à la longueur de travail.
- Si le maître-cône progresse difficilement dans le canal radiculaire, il est possible qu'il n'atteigne pas la longueur de travail.

- Fixer une cale d'extension sur la seringue
- Fixer l'embout sur la seringue et vérifier le bon écoulement de BC Universal Sealer à travers l'embout.

## DE

- Den Wurzelkanal spülen und mit Papierspitze trocknen.

- Den Hauptstift (Master Cone) wählen, der sich widerstandslos bis zur Arbeitslänge einführen lässt.
- Wenn der Hauptstift zu eng am Wurzelkanal anliegt, könnte er die Arbeitslänge nicht erreichen.





- Einen Verlängerungshalter an Spritze anbringen
- Die Spitze mit der Spritze verbinden und kontrollieren, ob BC Universal Sealer leicht aus dem Spitzenende abgegeben wird.



## INFO



# BC UNIVERSAL SEALER



## EN

- Insert the tip into mid-third of the root canal and fill BC Universal up to orifice level slowly. Be cautious that the tip shall not be engaged too much with the root canal.
- Push the plunger slowly to inject well.

- Insert the master cone into the root canal and pump it softly 2-3 times.
- Add accessory cone when the root canal is wide.

- Cut the master cone off at orifice level and pack with instrument.

## FR

- Insérer l'embout jusqu'au deuxième tiers du canal radiculaire et combler lentement ce dernier avec BC Universal Sealer jusqu'au niveau de l'orifice. Veiller à ne pas trop enfoncer l'embout dans le canal radiculaire.
- Pousser lentement le piston pour une bonne application.

- Insérer le maître-cône dans le canal radiculaire et faire un mouvement de pompage doux, 2 ou 3 fois.
- Ajouter un cône accessoire si le canal radiculaire est large.

- Couper le maître-cône au niveau de l'orifice et tasser avec l'instrument.

## DE

- Die Spitze in das mittlere Drittel des Wurzelkanals einführen und langsam BC Universal Sealer bis zur Höhe der Öffnung einfüllen. Darauf achten, dass die Spitze nicht zu eng am Wurzelkanal anliegen darf.
- Den Spritzenkolben langsam drücken, um eine gute Injektion zu erreichen.

- Den Hauptstift in den Wurzelkanal einsetzen und vorsichtig 2- bis 3-mal pumpend auf- und abbewegen.
- Bei einem weiten Wurzelkanal gegebenenfalls einen zusätzlichen Stift einführen.

- Den Hauptstift auf Höhe der Öffnung mit geeignetem Instrument durchtrennen und kompaktieren.

Obturation  
Done

