

R-Motion®



R-Motion® Glider



R-Motion® (shaping file)



Movimiento recíprocante (sentido antihorario)
Movimiento alternato (antiorario)
Movimento recíproco (sentido contrário aos ponteiros do relógio)


FKG
swiss endo



ES


- Cree un acceso coronal y radicular en línea recta
- Utilice una lima manual ISO 010 para explorar el conducto
- Determine la longitud de trabajo (LT)

IT

- Creare un accesso coronale e radicolare diretto
- Utilizzare una lima manuale ISO 010 per esplorare il canale
- Determinare la lunghezza di lavoro (LL)

PT


- Criar acesso radicular e coronal direto
- Usar uma lima manual ISO 010 para explorar o canal
- Determinar o comprimento de trabalho (CT)



- Avance con **R-Motion Glider** hasta la LT con **con movimientos suaves de entrada y salida de 2-3 mm** (máx. 3)
- Irrigue y repita el proceso

- Avanzare con **R-Motion Glider** fino alla LL tramite **leggeri movimenti di 2-3 mm** (max. 3)
- Irrigare e ricapitolare

- Progredir com o **R-Motion Glider** até ao CT com **movimentos suaves de 2-3 mm** (máx. 3)
- Irrigar e repetir



- Introduzca la lima de conformación **R-Motion** apropiada con **movimientos suaves de entrada y salida 2-3 mm** (máx. 3), aplicando muy poca presión apical y dejando que la lima penetre pasivamente en el conducto hasta alcanzar la LT
- Irrigue y repita el proceso

- Utilizzare la lima di sagomatura **R-Motion** appropriata con **leggeri movimenti di 2-3 mm** (max. 3), esercitando una pressione apicale molto lieve, consentendo alla lima di avanzare passivamente lungo il canale fino a raggiungere la LL
- Irrigare e ricapitolare

- Usar a lima de preparo **R-Motion** apropriada com **movimentos suaves de 2-3 mm** (máx. 3), usando uma pressão apical bastante leve e permitindo que a lima progrida passivamente ao longo do canal até alcançar o CT
- Irrigar e repetir



- Una vez haya dado forma al conducto, proceda a limpiarlo
- Obture el conducto con la punta GP y el sellador adecuados

- Al termine della sagomatura del canale, pulirlo
- Otturare selezionando la punta GP e il cemento appropriati

- Depois de o canal ser instrumentado, continuar com a limpeza do canal
- Obturar selecionando a ponta de GP e sealer apropriados





INFO

Radiografías preoperatorias
Radiografie preoperatorie
Radiografias pré-operatórias



Preparación del acceso
Preparazione di accesso
Preparação do acesso



Determinación de la LT
Determinare la LL
Determinação do CT

GLIDE PATH FILE

R-Motion
Glider



15/.03v

hasta la LT
fino alla LL
até CT

SHAPING FILE SELECTION*

Standard canal
(most cases)

Medium
canal

Large
canal

R-Motion
25



25/.06

R-Motion
30



30/.04

o/o/ou

Elija la lima de conformación final en función de su enfoque terapéutico.

Selezionare la lima di sagomatura finale in base all'approccio terapeutico.

Selecionar a lima de preparo final, dependendo da sua abordagem terapêutica.

R-Motion
40



40/.04

R-Motion
50



50/.04

hasta la LT
fino alla LL
até CT

Limpiar e
obturar
Pulire &
Otturare
Limpar e
Obturar

* Seleccione el instrumento de conformación de lima única R-Motion que se adapte mejor a la anatomía del conducto que vaya a tratar. *Se las radiografías no muestran con claridad la anatomía del conducto, calibrelo con limas manuales.*

Selezionare lo strumento unico di sagomatura R-Motion più adatto all'anatomia del canale trattato. *Se le radiografie non consentono di identificare chiaramente l'anatomia del canale, questa può essere misurata con lime manuali.*

Selecionar o instrumento de preparo de lima única R-Motion que se adequa melhor à anatomia do canal a tratar. *Se as radiografias não permitirem a identificação clara da anatomia do canal, pode ser aferida usando limas manuais.*



1639