

PRESSEMITTEILUNG

FKG Dentaire erweitert sein Obturationsportfolio um neue biokeramische Produkte.

La Chaux-de-Fonds, Schweiz, März 2023.

FKG Dentaire ergänzt sein endodontisches Obturationsportfolio für die Europäische Union, das Vereinigte Königreich und Israel um den BC Universal Sealer und BC Universal RRM.

FKG Dentaire hat sich zum Ziel gesetzt, Endontologen und Zahnärzten die besten Produkte anzubieten. Seit 2013 bietet FKG die hochwertigen Obturationsmaterialien aus der TotalFill-Produktfamilie an. TotalFill® bietet dank seiner einzigartigen Zusammensetzung und einem umfassenden Behandlungssortiment (kalte Obturation, warme Obturation, Tips, Points, Pellets, Paste, Putty, schnell abbindender Putty) überragende klinische Vorteile. TotalFill® wurde in über 80 Publikationen untersucht.

FKG Dentaire wird seinen Fokus auch in Zukunft auf TotalFill® legen. Als das wichtigste, komplette und beste Produkt im Obturationsportfolio von FKG, bleibt das TotalFill-Angebot von FKG unverändert. In der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich und Israel werden die neuen BC Universal-Produkte zusätzlich zu TotalFill® angeboten, sodass Zahnärzte unterstützt werden, die klinische Vorteile zu einem günstigeren Preis suchen.

Neuer biokeramischer Sealer: BC Universal Sealer



BC Universal Sealer ist eine vorgemischte, injizierbare Calcium-Alumosilikat-Paste, die als permanenter Obturator bei Wurzelkanalbehandlungen entwickelt wurde. Das biokompatible Material wirkt aufgrund seines hohen pH-Werts von >12, der über 7 Tage erhalten bleibt, antibakteriell. Beim Aushärten bildet der **BC Universal Sealer** Hydroxylapatit und verbindet sich hervorragend mit der Guttapercha und dem Dentin. Anders als herkömmliche Sealer weist der BC Universal Sealer keinerlei

Schrumpfung während der Aushärtung auf, versiegelt die Wurzelkanäle zuverlässig und ist röntgenopak.

Neues biokeramisches RRM: BC Universal RRM



BC Universal RRM ist eine gebrauchsfertige, in einer Kapsel vorgemischte Calcium-Alumosilikat-Paste, die für Pulpaüberkappung, den Verschluss von Wurzelkanalperforationen, die Reparatur von Wurzelresorptionen, Wurzelspitzenfüllung und Apexifikation entwickelt wurde. Es bietet eine hohe Biokompatibilität, eine antibakterielle Wirkung durch den alkalischen pH-Wert, eine für die Anwendung angemessene Aushärtezeit, eine geringe Löslichkeit, überragende Resistenz gegenüber Dislokation durch das hervorragende Bonding an Dentin, überlegene Druckfestigkeit, hohe Stabilität, Röntgendichte und Farbstabilität.

Mit dieser Markteinführung bietet FKG jetzt ein umfassenderes Produktportfolio an, das Zahnärzte bei ihren Behandlungszielen unterstützt. TotalFill[®], das beste Obturationsprodukt von FKG, bietet hervorragende klinische Vorteile und ein komplettes, synergistisches Behandlungssortiment. In ausgewählten Ländern bringt BC Universal als Ergänzung des TotalFill-Portfolios klinische Vorteile zu einem wettbewerbsfähigeren Preis.

Für weitere Informationen zu BC Universal besuchen Sie www.fkg.ch oder wenden Sie sich an FKG Dentaire:

FKG Dentaire Sàrl
Le Crêt-du-Loche 4
2322 Le Crêt-du-Loche
Schweiz
Tel.: +41 32 924 22 44

Über FKG Dentaire:

Seit 90 Jahren vertrauen Endontologen aus aller Welt auf die Produkte von FKG, die sich durch Schweizer Qualität und Präzision auszeichnen. Grundlage unserer Strategie ist der Anspruch, eine bestmögliche zahnärztliche Versorgung sicherzustellen, sowie unsere Überzeugung, dass das Streben



nach Perfektion niemals zu Ende sein kann. Wie Sie sind auch wir bemüht, die Grenzen des Möglichen durch Forschung, Verbesserung und Innovation ständig zu überschreiten. Sind Sie bereit, neue Standards zu setzen?



info@fkg.ch



www.fkg.ch



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[YouTube](#)