

COMUNICADO DE PRENSA

FKG Dentaire amplía su catálogo de productos para la obturación con nuevos materiales biocerámicos.

La Chaux-de-Fonds, Suiza, marzo de 2023.

FKG Dentaire ha lanzado al mercado BC Universal Sealer y BC Universal RRM, para complementar su catálogo de productos para la obturación endodóntica en la Unión Europea, el Reino Unido e Israel.

FKG Dentaire tiene como objetivo proporcionar a los endodoncistas y dentistas generalistas productos de la máxima calidad. Desde 2013, FKG ofrece los mejores productos para la obturación: la línea TotalFill®. TotalFill® proporciona unas excelentes ventajas clínicas gracias a su exclusiva composición y a su completo abanico terapéutico (obturación en frío, obturación en caliente, cánulas, puntas de gutapercha, pellets, Paste, Putty, Fast Set Putty). TotalFill® se ha estudiado en más de 80 publicaciones.

FKG Dentaire seguirá centrándose en la línea TotalFill®. TotalFill® es el producto más importante, mejor y más completo de la gama de obturación de FKG, y seguirá ofreciéndose como hasta ahora. En la Unión Europea, el Reino Unido e Israel, los nuevos productos BC Universal se ofrecerán, además de TotalFill®, para ayudar a los dentistas que buscan ventajas clínicas a un precio más competitivo.

Nuevo sellador biocerámico: BC Universal Sealer



BC Universal Sealer es una pasta de aluminosilicato de calcio premezclada, inyectable y lista para usar como sellador de los conductos radiculares. Biocompatible, proporciona un efecto antibacteriano con un pH alto >12 durante 7 días, y bioactividad puesto que promueve la formación de hidroxiapatita, además de una excelente unión a la gutapercha y a la dentina. **BC Universal Sealer** no contrae durante el fraguado, posee una excelente capacidad de sellado del conducto radicular y es radiopaco.

Nuevo cemento reparador RRM biocerámico: BC Universal RRM



BC Universal RRM es una pasta de aluminosilicato de calcio premezclada, en cápsulas y lista para usar, desarrollada para el recubrimiento pulpar, la reparación de la perforación o de la reabsorción del conducto radicular, la obturación del ápice y la apexificación. Es altamente biocompatible con efecto antibacteriano gracias a su pH alcalino, su tiempo de fraguado es el apropiado para la aplicación, tiene una solubilidad baja, una resistencia sobresaliente al desprendimiento gracias a su excelente unión a la dentina, una alta resistencia a la compresión, elevada estabilidad, radiopacidad y estabilidad cromática.

Con este lanzamiento, ahora FKG ofrece una gama de productos más completa para la obturación con la que ayudar a los odontólogos para lograr sus objetivos durante el tratamiento de conductos radiculares. TotalFill®, el mejor producto de FKG para la obturación, brinda excelentes beneficios clínicos y una completa gama de indicaciones y aplicaciones clínicas. En países seleccionados BC Universal ofrece, además de la gama TotalFill®, una serie de beneficios clínicos a un precio más competitivo.

Encontrará más información sobre BC Universal en www.fkg.ch o poniéndose en contacto con FKG Dentaire:

FKG Dentaire Sàrl
Le Crêt-du-Loche 4
2322 Le Crêt-du-Loche
Suiza
T. +41 32 924 22 44

Sobre FKG Dentaire:

Desde hace 90 años el objetivo de FKG es proporcionar calidad suiza, precisión y confianza a los endodoncistas. El impulso de nuestro enfoque exclusivo es la ambición de proporcionar el mejor cuidado dental y nuestra convicción de que la búsqueda de la perfección nunca termina. Igual que usted, queremos ampliar los límites de lo posible combinando la investigación con el perfeccionamiento y la innovación. ¿Preparado para dar un cambio?



info@fkg.ch



www.fkg.ch



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[YouTube](#)

FKG Dentaire Sàrl

Le Crêt-du-Loche 4, 2322 Le Crêt-du-Loche, Switzerland
T +41 32 924 22 44, info@fkg.ch, www.fkg.ch