

COMUNICADO DE IMPRENSA

A FKG Dentaire expande o seu portfólio de obturação com novos produtos biocerâmicos.

La Chaux-de-Fonds, Suíça, março de 2023.

FKG Dentaire introduziu BC Universal Sealer e BC Universal RRM para complementar o seu portfólio de obturação endodôntica na União Europeia, no Reino Unido e em Israel.

A FKG Dentaire dá tudo por tudo para oferecer os melhores produtos aos endodontistas e médicos dentistas. Desde 2013 que a FKG oferece a gama de produtos de obturação TotalFill®, a melhor da sua categoria. TotalFill® oferece vantagens clínicas superiores graças à sua composição exclusiva e à gama completa de tratamento (obturação a frio, obturação a quente, tips, pontas de guta-percha, pellets, Paste, Putty, Fast Set Putty). TotalFill® tem sido estudado em mais de 80 publicações.

A FKG Dentaire continuará a focar-se principalmente em TotalFill®. TotalFill® é o produto mais importante, completo e melhor no portfólio de obturação da FKG e continuará a ser ofertado sem alterações. Na União Europeia, no Reino Unido e em Israel, os novos produtos BC Universal irão ser comercializados como complemento a TotalFill®, para ajudar os médicos dentistas em busca de vantagens clínicas a um preço mais competitivo.

Novo selante biocerâmico: BC Universal Sealer



BC Universal Sealer é uma pasta pré-misturada de aluminossilicato de cálcio injetável e pronta a usar como selante para canais radiculares. Biocompatível, proporciona efeitos antibacterianos com pH elevado >12 por, mantido ao longo de 7 dias, bioatividade por geração de hidroxiapatita, excelente ligação à guta-percha e à dentina. **BC Universal Sealer** não encolhe durante a presa, demonstra uma excelente capacidade de selagem do canal radicular e é radiopaco.

Novo cimento reparador RRM biocerâmico: BC Universal RRM



BC Universal RRM é uma pasta pré-misturada de aluminossilicato de cálcio encapsulada e pronta a usar desenvolvida para recobrimento pulpar, reparação da perfuração ou ressorção do canal radicular, perfurações de raiz, apexificação. Oferece elevada biocompatibilidade, efeitos antibacterianos pelo pH alcalino, tempo adequado de formação de presa para a aplicação, baixa solubilidade, resistência superior ao desalojamento devido à excelente ligação à dentina, força de compressão superior, elevada estabilidade, radiopacidade e estabilidade de cor.

Com este lançamento, a FKG oferece agora um portfólio de obturação mais completo para ajudar os médicos dentistas a atingirem seus objetivos durante o tratamento de canal. TotalFill®, o melhor produto de obturação da FKG, oferece excelentes vantagens clínicas e uma gama completa de tratamentos sinérgicos. Nos países selecionados, como complemento ao portfólio TotalFill®, BC Universal oferece vantagens clínicas a um preço mais competitivo.

Para mais informações sobre a BC Universal, vá a www.fkg.ch ou contacte a FKG Dentaire:

FKG Dentaire Sàrl
Le Crêt-du-Loche 4
2322 Le Crêt-du-Loche
Suíça
Tel. +41 32 924 22 44

Sobre a FKG Dentaire:

Há 90 anos que o nosso objetivo é proporcionar Qualidade Suíça, precisão e confiança para os endodontistas. A nossa abordagem única é impulsionada pela vontade de fornecer os melhores cuidados dentários e pela convicção de que a busca pela perfeição nunca acaba. Tal como acontece consigo, procuramos ultrapassar os limites do possível através do desenvolvimento pela investigação, pelo aperfeiçoamento e pela inovação. Pronto para mudar o jogo?



info@fkg.ch



www.fkg.ch



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[YouTube](#)