


Finisher



Bessere Reinigungsleistung


Bis zu 98% Bakterienreduktion.*

Die universell einsetzbare
mechanische Reinigungslösung.


Finisher

Erstbehandlung

Bis zu 98%
Bakterienreduktion
im Hauptkanal¹



Pre-op/Post-op NiTi: Debris in den Kanal- und Isthmus-Bereichen.
Post-op F: Nach der abschließenden Reinigung mit Finisher ist kein Debris zu sehen.



25/00


Finisher R

Revisionsbehandlung

2-mal mehr
Entfernung von Debris
Finisher R im Vergleich zu PUI²



Nach der Aufbereitung mit Standard-NiTi-Feilen und der abschließenden Reinigung mit Finisher R ist kein Debris zu sehen.



30/00

Die universell einsetzbare mechanische Reinigungslösung


Finisher und Finisher R sind mit allen rotierenden und reziproken Endo-Systemen kompatibel.

Sanfte Abrasion der Kanalwände und Abtransport von Debris in schwer zugänglichen Bereichen.

Nicht schneidende und inaktive Spitze.

Höhere Beständigkeit

gegenüber zyklischer Ermüdung im Vergleich zu rotierenden Feilen*



Produktreferenzen	Stück pro Blister	21 mm	25 mm	31 mm
Finisher	25/00 3	S1.XB0.00.0AX.FK	S1.XB0.00.0AY.FK	S1.XB0.00.0AZ.FK
Finisher R	30/00 3	S1.XB0.00.0BA.FK	S1.XB0.00.0BB.FK	S1.XB0.00.0BC.FK

¹ Azim AA, Aksel H, Zhuang T, Mashtare T, Babu JP, Huang GT. Efficacy of 4 Irrigation Protocols in Killing Bacteria Colonized in Dental Tubules Examined by a Novel Confocal Laser Scanning Microscope Analysis. J Endod. 2016;42(6):928-934. doi:10.1016/j.joen.2016.03.009

* Interne Untersuchungen. Daten liegen vor.

² De-Deus G, Belladonna FG, Zuolo AS, et al. XP-endo Finisher R instrument optimizes the removal of root filling remnants in oval-shaped canals. Int Endod J. 2019;52(6):899-907. doi:10.1111/iej.13077



Empower Endo

Seit 90 Jahren vertrauen Endodontologen aus aller Welt auf unsere Produkte, die sich durch Schweizer Qualität und Präzision auszeichnen. Grundlage unserer Strategie ist der Anspruch, eine bestmögliche zahnärztliche Versorgung sicherzustellen, sowie unsere Überzeugung, dass das Streben nach Perfektion niemals zu Ende sein kann. Wie Sie, sind auch wir bemüht, die Grenzen des Möglichen durch Forschung, Verbesserung und Innovation ständig zu überschreiten. Sind Sie bereit, neue Standards zu setzen?