


Finisher



Limpieza mejorada

Hasta un 98% de reducción bacteriana.*


La solución universal para la
limpieza mecánica.

Finisher


Tratamiento inicial

Hasta un 98 %
de reducción bacteriana

en el conducto principal¹



Pre-op/Post-op NiTi: restos en las áreas del conducto y del istmo.
Post-op F: después de la limpieza final con Finisher no se aprecian detritos.




25/00

Finisher R


Retratamiento

2 veces más
remoción de los detritos

Finisher R comparado con PUI²



Después de la instrumentación con las limas de NiTi normales y la limpieza final con Finisher R no se aprecian restos.



30/00

La solución universal para la limpieza mecánica


Finisher y Finisher R son compatibles con todos los sistemas de limas rotatorias o reciprocantes..

Raspe con suavidad las paredes del conducto y elimine los residuos en las zonas de difícil acceso.

Punta inactiva y no cortante.

Excelente resistencia

a la fatiga clínica en comparación con las limas rotatorias*



Referencias de producto	Unidades por blíster	21 mm	25 mm	31 mm
Finisher	25/00 3x	S1.XB0.00.0AX.FK	S1.XB0.00.0AY.FK	S1.XB0.00.0AZ.FK
Finisher R	30/00 3x	S1.XB0.00.0BA.FK	S1.XB0.00.0BB.FK	S1.XB0.00.0BC.FK

* Prueba interna. Datos en archivo.

¹ Azim AA, Aksel H, Zhuang T, Mashtare T, Babu JP, Huang GT. Efficacy of 4 Irrigation Protocols in Killing Bacteria Colonized in Dentinal Tubules Examined by a Novel Confocal Laser Scanning Microscope Analysis. J Endod. 2016;42(6):928-934. doi:10.1016/j.joen.2016.03.009

² De-Deus G, Belladonna FG, Zuolo AS, et al. XP-endo Finisher R instrument optimizes the removal of root filling remnants in oval-shaped canals. Int Endod J. 2019;52(6):899-907. doi:10.1111/iej.13077



Empower Endo

Desde hace 90 años nuestro objetivo es proporcionar Calidad Suiza, precisión y confianza a los endodoncistas. Nuestro enfoque exclusivo está impulsado por la ambición de proporcionar el mejor cuidado dental, y con la convicción de que la búsqueda de la perfección nunca termina. Igual que tú, queremos ampliar los límites de lo posible combinando la investigación con el perfeccionamiento y la innovación.
¿Estás preparado para dar un cambio?