


Finisher



Detersione migliorata

Fino al 98%
di riduzione batterica.*


La soluzione universale di
detersione meccanica.

Finisher


Trattamento iniziale

Fino al 98% di riduzione batterica nel canale principale¹

nel canale principale¹



Micro CT - Lower Molar Distal Root
Pre-op Post-op NiTi Post-op F
Pre-op/Post-op NiTi: presenza di detriti nel canale radicolare e nelle aree dell'istmo. Post-op F: dopo la detersione finale con Finisher non sono visibili detriti.



25/00

Finisher R


Ritrattamento

Rimozione dei detriti 2 volte maggiore Finisher R rispetto a PUI²

Finisher R rispetto a PUI²



Dopo la strumentazione con file standard in NiTi e la detersione finale con Finisher R non sono visibili detriti.



30/00

La soluzione universale di detersione meccanica


Finisher e Finisher R sono compatibili con tutti i sistemi endocanalari rotanti o reciprocanti.

Levigano delicatamente le pareti canalari e rimuovono i detriti nelle aree difficili da raggiungere.

Punta non tagliente e non attiva.

Resistenza superiore

alla fatica ciclica rispetto ai file rotanti*



Referenze dei prodotti	Pezzi per blister	21 mm	25 mm	31 mm
Finisher	25/00 3 pz.	S1.XB0.00.0AX.FK	S1.XB0.00.0AY.FK	S1.XB0.00.0AZ.FK
Finisher R	30/00 3 pz.	S1.XB0.00.0BA.FK	S1.XB0.00.0BB.FK	S1.XB0.00.0BC.FK

¹ Azim AA, Aksel H, Zhuang T, Mashtare T, Babu JP, Huang GT. Efficacy of 4 Irrigation Protocols in Killing Bacteria Colonized in Dentinal Tubules Examined by a Novel Confocal Laser Scanning Microscope Analysis. J Endod. 2016;42(6):928-934. doi:10.1016/j.joen.2016.03.009

*Prove eseguite internamente. Dati in archivio.

² De-Deus G, Belladonna FG, Zuolo AS, et al. XP-endo Finisher R instrument optimizes the removal of root filling remnants in oval-shaped canals. Int Endod J. 2019;52(6):899-907. doi:10.1111/iej.13077



Empower Endo

La nostra azienda è impegnata da 90 anni a fornire prodotti di qualità svizzera, precisione e affidabilità agli specialisti in endodonzia. Il nostro approccio unico nel suo genere è guidato dalla ricerca della migliore assistenza dentale possibile e dalla convinzione che la ricerca della perfezione non abbia mai fine. Come voi, cerchiamo di far avanzare le frontiere del possibile migliorandoci tramite la ricerca, il perfezionamento e l'innovazione. Siete pronti a ridefinire le regole?