


Finisher



Limpeza mais profunda


Até 98%
de redução bacteriana.*

A solução universal de
limpeza mecânica.


Finisher

Tratamento inicial

Até 98%
de redução bacteriana
no canal principal¹



Pre-op/Post-op NiTi: detritos no canal e nas áreas de istmo.
Post-op F: depois da limpeza final com Finisher, deixa de haver detritos visíveis.



25/00


Finisher R

Retratamento

2x mais
remoção de detritos
Finisher R em comparação com PUI²



Depois da instrumentação com limas NiTi standard e da limpeza final com Finisher R, deixa de haver detritos visíveis.



30/00

A solução universal de limpeza mecânica


Finisher e Finisher R são compatíveis com todos os sistemas de limas rotatórias ou reciprocantes.

Raspar cuidadosamente as paredes do canal, para soltar os detritos das áreas de difícil acesso.

A ponta é inativa e não corta.

Resistência superior

à fadiga cíclica em comparação com outras limas rotatórias*



Referências do produto	Unidades por blister	21 mm	25 mm	31 mm
Finisher	25/00 3x	S1.XB0.00.0AX.FK	S1.XB0.00.0AY.FK	S1.XB0.00.0AZ.FK
Finisher R	30/00 3x	S1.XB0.00.0BA.FK	S1.XB0.00.0BB.FK	S1.XB0.00.0BC.FK

*Teste interno. Dados sobre a lima.

¹ Azim AA, Aksel H, Zhuang T, Mashtare T, Babu JP, Huang GT. Efficacy of 4 Irrigation Protocols in Killing Bacteria Colonized in Dentinal Tubules Examined by a Novel Confocal Laser Scanning Microscope Analysis. J Endod. 2016;42(6):928-934. doi:10.1016/j.joen.2016.03.009

² De-Deus G, Belladonna FG, Zuolo AS, et al. XP-endo Finisher R instrument optimizes the removal of root filling remnants in oval-shaped canals. Int Endod J. 2019;52(6):899-907. doi:10.1111/iej.13077



Empower Endo

Há 90 anos que o nosso objetivo é proporcionar Qualidade Suíça, precisão e confiança para os endodontistas. A nossa abordagem única é impulsionada pela vontade de fornecer os melhores cuidados dentários e pela convicção de que a busca pela perfeição nunca acaba. Tal como acontece consigo, procuramos ultrapassar os limites do possível através do desenvolvimento pela investigação, pelo aperfeiçoamento e pela inovação. Pronto para mudar o jogo?