

RECIPROICATION

DAS SICHERSTE. GANZ EINFACH.

Reibungslose Anwendung, minimalinvasiv.
Warum noch weitersuchen?

WARUM NOCH WEITERSUCHEN?

Die Schweizer Qualitätsstandards von FKG sorgen dafür, dass die neueste Generation der R-Motion® Feilen mit reziproker Bewegung deutlich sicherer ist als Feilen anderer Hersteller.

DAS SICHERSTE*

Die einzigartige Kombination modernster Technologien macht das reziproke System weniger invasiv und verschafft ihm einen bislang unerreichten Sicherheitsvorteil.

PRODUKTPALETTE:
Für alle Anforderungen gibt es eine passende R-Motion® Feile.

GLEITPFAD-INSTRUMENTE

R-Motion Glider



R-Motion Glider C



AUFBEREITUNGSTRUMENTE

R-Motion 20



R-Motion 25



R-Motion 30



R-Motion 40



R-Motion 50



REIBUNGSLOSE ANWENDUNG

Genießen Sie reziproke Technologie, die sich reibungslos anfühlt und Ihnen Sicherheit gibt.

EINFACH

Dank dem agilen Design unserer Feilen ist in den meisten Fällen eine Sequenz aus zwei Instrumenten ausreichend. Das ist die Definition von „einfach“.

EINE SEQUENZ FÜR DIE MEISTEN FÄLLE

GLEITPFAD

R-Motion Glider



AUFBEREITUNG

R-Motion 25




Wählen Sie die Formgebungsfeile entsprechend Ihrem therapeutischen Ansatz aus.

R-Motion 30



* Basierend auf internen Untersuchungen zur Materialermüdung unter zyklischer Belastung, im Vergleich zu ähnlichen Instrumenten von Mitbewerbern.



GRÖßER WIDERSTAND GEGENÜBER ZYKLISCHER ERMÜDUNG

R-Motion®-Instrumente haben durch unsere spezielle Wärmebehandlung einen hohen Widerstand gegenüber zyklischer Ermüdung. Es ist bekannt, dass eine höhere zyklische Ermüdungsbeständigkeit das Risiko einer Instrumentenfraktur verringert und damit die Patientensicherheit verbessert.





BIS ZU 3.6-MAL WIDERSTANDSFÄHIGER

GRÖßERE FLEXIBILITÄT

Dank eines exklusiven Wärmebehandlungsverfahrens, das an der blauen Farbe des Instruments erkennbar ist, bietet R-Motion® eine verbesserte Flexibilität, die es dem Kliniker ermöglicht, ein breites Spektrum von Kanal anatomien zu behandeln.

GERINGERER VERSCHRAUBUNGSEFFEKT

Verschraubungseffekt der Instrumente zu reduzieren und dem Kliniker eine bessere Kontrolle über die Progression im Kanal zu ermöglichen.





* Basierend auf internen Laborergebnissen im Vergleich zu Instrumenten von Wettbewerbern.

WENIGER INVASIV

BESSERE BERÜCKSICHTIGUNG DER KANALANATOMIE

Die erhöhte Flexibilität und das Design von R-Motion® ermöglichen eine bessere Zentrierbarkeit und eine bessere Berücksichtigung der Kanal Anatomie.

Die dünneren Kerne der R-Motion®-Instrumente sind weniger invasiv als vergleichbare Konkurrenzprodukte, wodurch das Risiko einer exzessiven Dentin-Entfernung verringert und die Auswirkungen auf nicht infizierte Bereiche minimiert werden.



■ R-Motion 30 — Reziproke NiTi-Standardinstrumente


VERBESSERTE SCHNEIDEFFIZIENZ

Der abgerundete dreieckige Querschnitt mit scharfen Schneidkanten und eine neue optimierte Feilenspitze** bieten die perfekte Kombination für eine hohe Schneidleistung bis zum Apex bei gleichzeitiger Dentinschonung.



GERINGERE BELASTUNG DES DENTINS

Das exklusive R-Motion®-Design und die dünnere Kerngröße reduzieren die Belastung des Dentins bei der Wurzelkanalbehandlung ganz erheblich.



* Basierend auf internen Laborergebnissen im Vergleich zu Instrumenten von Wettbewerbern.

** Patent angemeldet.

PRODUKT REFERENZEN

REZIPROKE GLEITPFAD-AUFBEREITUNG INSTRUMENTE

R-Motion Glider

 15/.03	3× 21mm	S1.7B0.00.0GM.FK
	3× 25mm	S1.7B0.00.0GN.FK
	3× 31mm	S1.7B0.00.0GO.FK

R-Motion Glider C

 15/.03	3× 21mm	S1.7B0.00.0HT.FK
	3× 25mm	S1.7B0.00.0HU.FK
	3× 31mm	S1.7B0.00.0HV.FK

REZIPROKE AUFBEREITUNGSTRUMENTE

R-Motion 20

 20/.04	3× 21mm	S1.7B0.00.0HQ.FK
	3× 25mm	S1.7B0.00.0HR.FK
	3× 31mm	S1.7B0.00.0HS.FK

R-Motion 25

 25/.06	3× 21mm	S1.7B0.00.0FR.FK
	3× 25mm	S1.7B0.00.0FS.FK
	3× 31mm	S1.7B0.00.0FT.FK

R-Motion 30

 30/.04	3× 21mm	S1.7B0.00.0FI.FK
	3× 25mm	S1.7B0.00.0FL.FK
	3× 31mm	S1.7B0.00.0FO.FK

R-Motion 40

 40/.04	3× 21mm	S1.7B0.00.0FJ.FK
	3× 25mm	S1.7B0.00.0FM.FK
	3× 31mm	S1.7B0.00.0FP.FK

R-Motion 50

 50/.04	3× 21mm	S1.7B0.00.0FK.FK
	3× 25mm	S1.7B0.00.0FN.FK
	3× 31mm	S1.7B0.00.0FQ.FK

PAPIERSPITZEN

Box mit Papierspitzen

	25/.06	08.610.06.025.BC
	30/.04	08.610.04.030.BC
	40/.04	08.610.04.040.BC
	50/.04	08.610.04.050.BC

GUTTA PERCHA

Box mit 60 Gutta Percha

	25/.06	08.600.06.025.RE
	30/.04	08.600.04.030.RE
	40/.04	08.600.04.040.RE
	50/.04	08.600.04.050.RE

TOTALFILL® BC POINTS™

Box mit 60 BC Points

	25/.06	08.650.06.025.RE
	30/.04	08.650.04.030.RE
	40/.04	08.650.04.040.RE
	50/.04	08.650.04.050.RE

TOTALFILL® BC SEALER™

Spritze 2g + 15 TotalFill BC Tips



08.650.00.007.XX

TOTALFILL® BC POINTS™ HIFLOW

Box mit 60 BC Points HiFlow

	30/.04	08.650.04.030.HF
	40/.04	08.650.04.040.HF
	50/.04	08.650.04.050.HF


TOTALFILL® BC SEALER™ HIFLOW

Spritze 1,5g + 15 TotalFill BC Tips



08.650.00.008.XX

www.fkg.ch/r-motion



EMPOWER ENDO

FKG Dentaire Sàrl
Le Crêt-du-Loche 4
2322 Le Crêt-du-Loche
Switzerland
T +41 32 924 22 44

info@fkg.ch
www.fkg.ch