

RECIPROICATION



OS MAIS SEGUROS. SIMPLESMENTE.

Fáceis de utilizar, minimamente invasivos.
Porquê escolher outra coisa?

PORQUÊ ESCOLHER OUTRA COISA?

A última geração de limas reciprocantes R-Motion® é mais segura do que a dos nossos principais concorrentes, devido aos padrões de qualidade suíços da FKG.

AS MAIS SEGURAS*

Uma combinação única de tecnologias avançadas permite que o sistema reciprocante seja menos invasivo e representa uma enorme vantagem em termos de segurança.

GAMA DE PRODUTOS:

R-Motion® inclui uma gama de limas que satisfazem as necessidades de cada caso.

LIMAS DE GLIDE PATH

R-Motion Glider



R-Motion Glider C



LIMAS DE PREPARO

R-Motion 20



R-Motion 25



R-Motion 30



R-Motion 40



R-Motion 50



FÁCEIS DE UTILIZAR

Desfrute de uma tecnologia reciprocante fácil de utilizar e que é sinónimo de tranquilidade absoluta.

SIMPLES

Graças ao design ágil das nossas limas, na maioria dos casos basta utilizar uma sequência de dois instrumentos. Simplicidade em si.

UMA SEQUÊNCIA QUE SE ADAPTA À MAIORIA DOS CASOS

GLIDE PATH

R-Motion Glider



PREPARO

R-Motion 25




Escolha a sua lima de modelagem de acordo com a sua abordagem terapêutica

R-Motion 30



* Com base em testes internos de fadiga cíclica, em comparação com instrumentos equivalentes da concorrência.



MAJOR RESISTÊNCIA À FADIGA CÍCLICA

Graças a um processo de tratamento térmico exclusivo, identificável pela cor azul do instrumento, o R-Motion® oferece maior flexibilidade, permitindo que os clínicos tratem uma maior variedade de anatomias radiculares.





ATÉ 3.6 x MAIS RESISTENTES

MAJOR FLEXIBILIDADE

Graças a um processo de tratamento térmico exclusivo, identificável pela cor azul do instrumento, o R-Motion® oferece maior flexibilidade, permitindo que os clínicos tratem uma maior variedade de anatomias radiculares.

MENOR EFEITO DE APARAFUSAMENTO

O R-Motion® foi concebido para diminuir o efeito de aparafusamento, permitindo que o clínico tenha um melhor controle e segurança durante o tratamento endodôntico.





* Com base em resultados de laboratórios internos em comparação com instrumentos de concorrentes equivalentes.

MENOS INVASIVAS

MAJOR RESPEITO PELA ANATOMIA DO CANAL

A maior flexibilidade e o design do R-Motion® permitem uma melhor capacidade de centragem e respeito pela anatomia do canal.

Os núcleos de tamanhos reduzidos dos instrumentos R-Motion® são menos invasivo do que as limas concorrentes equivalentes, diminuindo o risco de remoção excessiva da dentina e minimizando o impacto em áreas não infectadas.



■ R-Motion 30 — Sistemas recíprocos de níquel-titânio padrão

EFICIÊNCIA DE CORTE MELHORADA

O corte transversal triangular arredondado com afiadas arestas de corte e uma nova ponta de lima otimizada** oferecem a combinação perfeita para maior eficiência de corte até ao ápice, preservando a dentina.



MENOS TENSÃO SOBRE ADENTINA

O design exclusivo e tamanho reduzido do núcleo do R-Motion® diminuem significativamente a tensão sobre a dentina durante o tratamento do canal radicular.



* Com base em resultados de laboratórios internos em comparação com instrumentos de concorrentes equivalentes.

** Patente pendente.

REFERÊNCIAS DOS PRODUCTOS

INSTRUMENTOS RECIPROCANTE PARA GLIDE PATH

R-Motion Glider

 15/.03	3× 21mm	S1.7B0.00.0GM.FK
	3× 25mm	S1.7B0.00.0GN.FK
	3× 31mm	S1.7B0.00.0GO.FK

R-Motion Glider C

 15/.03	3× 21mm	S1.7B0.00.0HT.FK
	3× 25mm	S1.7B0.00.0HU.FK
	3× 31mm	S1.7B0.00.0HV.FK

INSTRUMENTOS RECIPROCANTES PARA PREPARO

R-Motion 20

 20/.04	3× 21mm	S1.7B0.00.0HQ.FK
	3× 25mm	S1.7B0.00.0HR.FK
	3× 31mm	S1.7B0.00.0HS.FK

R-Motion 25

 25/.06	3× 21mm	S1.7B0.00.0FR.FK
	3× 25mm	S1.7B0.00.0FS.FK
	3× 31mm	S1.7B0.00.0FT.FK

R-Motion 30

 30/.04	3× 21mm	S1.7B0.00.0FI.FK
	3× 25mm	S1.7B0.00.0FL.FK
	3× 31mm	S1.7B0.00.0FO.FK

R-Motion 40

 40/.04	3× 21mm	S1.7B0.00.0FJ.FK
	3× 25mm	S1.7B0.00.0FM.FK
	3× 31mm	S1.7B0.00.0FP.FK

R-Motion 50

 50/.04	3× 21mm	S1.7B0.00.0FK.FK
	3× 25mm	S1.7B0.00.0FN.FK
	3× 31mm	S1.7B0.00.0FQ.FK

PONTAS DE PAPEL

Caixa de 200 pontas de Papel

	25/.06	08.610.06.025.BC
	30/.04	08.610.04.030.BC
	40/.04	08.610.04.040.BC
	50/.04	08.610.04.050.BC

GUTTA PERCHA

Caixa de 60 Gutta Percha

	25/.06	08.600.06.025.RE
	30/.04	08.600.04.030.RE
	40/.04	08.600.04.040.RE
	50/.04	08.600.04.050.RE

TOTALFILL® BC POINTS™

Caixa de 60 BC Points

	25/.06	08.650.06.025.RE
	30/.04	08.650.04.030.RE
	40/.04	08.650.04.040.RE
	50/.04	08.650.04.050.RE

TOTALFILL® BC SEALER™

Seringa 2g + 15 TotalFill BC Tips



08.650.00.007.XX

TOTALFILL® BC POINTS™ HIFLOW

Caixa de 60 BC Points HiFlow

	30/.04	08.650.04.030.HF
	40/.04	08.650.04.040.HF
	50/.04	08.650.04.050.HF


TOTALFILL® BC SEALER™ HIFLOW

Seringa 1,5g + 15 TotalFill BC Tips



08.650.00.008.XX

www.fkg.ch/r-motion



EMPOWER ENDO

FKG Dentaire Sàrl
Le Crêt-du-Loche 4
2322 Le Crêt-du-Loche
Switzerland
T +41 32 924 22 44

info@fkg.ch
www.fkg.ch

