



**FKG**  
swiss endo

# RACE<sup>®</sup> EVO



**THE  
RACE  
LEGACY**

**SEGURO. EFICIENTE. CONTROLLO SUAVE.**

[www.fkg.ch/race-evo](http://www.fkg.ch/race-evo)

# Um Legado Melhorado através da Evolução


**RACE® EVO** é a derradeira evolução do nosso popular e comprovado sistema rotatório RaCe. As funcionalidades RaCe originais altamente confiáveis, combinadas com tratamento térmico patenteado e maior capacidade de velocidade de rotação, tornam os instrumentos **RACE® EVO** ainda mais seguros, fáceis de controlar e mais eficientes do que nunca.




\* A FKG recomenda a utilização dos instrumentos RACE® EVO a 1000 rpm.

# Sua Abordagem. Sua Escolha.

O **RACE® EVO** permite-lhe escolher a sua abordagem terapêutica. A nossa seleção completa de instrumentos deixa-o tratar com sucesso várias anatomias do canal radicular. Basta começar com a sua sequência de instrumento básica e trocar facilmente para o tamanho seguinte para um preparo do canal mais largo, quando necessário.



## UMA SEQUÊNCIA PARA A MAIORIA DOS SEUS CASOS



\* Selecione o instrumento de preparo com base na sua abordagem terapêutica.

## Maior Flexibilidade para um Novo Nível de Confiança

Os instrumentos **RACE® EVO** conservam as mesmas funcionalidades de design da gama RaCe, com o benefício adicionado de maior flexibilidade. O processo de tratamento térmico exclusivo, identificável pela cor azul do instrumento, oferece até 1,4 vezes mais flexibilidade do que o RaCe para melhor desempenho e progressão mais suave.



Antes da Operação



Após a Operação

© Dr. Andreas Krokidis (Grécia), Todos os direitos reservados

FLEXIBILIDADE  
**x 1,4\***

## Maior Resistência à Fadiga Cíclica

O **RACE® EVO** fornece até 2,8 vezes maior resistência à fadiga cíclica do que o seu antecessor, RaCe. Isto diminui o risco de quebra do instrumento e permite uma velocidade de rotação superior, aumentando a segurança e o conforto gerais do paciente.

RESISTÊNCIA  
**x 2,8\*\***



\* Com base em resultados de laboratórios internos usando o RACE® EVO 4%.

\*\* Com base em resultados de laboratórios internos; duração até à fratura à velocidade recomendada.

## Eficiência de Corte Melhorada

O design triangular das afiadas arestas de corte do **RACE® EVO**, combinado com a velocidade de rotação superior oferece até 1,5 vezes maior eficiência de corte do que o RaCe.


EFICIÊNCIA

**x 1,5\***



## Orientado por Controlo Absoluto há mais de 20 Anos

Além de melhorar a flexibilidade, melhor resistência à fadiga cíclica e capacidade de corte, os instrumentos **RACE® EVO** oferecem a mesma eficácia comprovada do nosso design RaCe.



O design exclusivo e patenteado de arestas de corte alternadas reduz o efeito de aparafusamento, promovendo melhor controlo da progressão do instrumento no canal.



O design especial da ponta de segurança arredondada, única do RACE® EVO, permite uma progressão do instrumento pelo canal.

\* Com base em resultados de laboratórios internos usando o RACE® EVO 4%.

# RACE® EVO

Vantagens do design RaCe com tratamento térmico acrescentado e utilização de velocidade superior:



**+ 40%\***  
maior flexibilidade

**x 2,8\***  
maior resistência  
à fadiga cíclica

**+ 50%\***  
eficiência de corte  
melhorada

\* Com base em resultados de laboratórios internos comparado com o RaCe®.

## Referências dos Produtos

SEQUÊNCIAS		
<b>RACE EVO 4% sequence</b> (3 files per blister)		
15/.04	21mm	S1.7B0.00.SCV.FK
25/.04	25mm	S1.7B0.00.SCW.FK
30/.04	31mm	S1.7B0.00.SCX.FK
<b>RACE EVO 6% sequence</b> (3 files per blister)		
15/.04	21mm	S1.7B0.00.SCY.FK
25/.04	25mm	S1.7B0.00.SCZ.FK
25/.06	31mm	S1.7B0.00.SDA.FK
BLISTERS DE REABASTECIMENTO		
<b>RACE EVO 15/.04</b>		
6x	21mm	S1.7B0.00.ODG.FK
6x	25mm	S1.7B0.00.0FZ.FK
6x	31mm	S1.7B0.00.ODH.FK
<b>RACE EVO 25/.04</b>		
6x	21mm	S1.7B0.00.ODI.FK
6x	25mm	S1.7B0.00.0GB.FK
6x	31mm	S1.7B0.00.ODJ.FK
<b>RACE EVO 30/.04</b>		
6x	21mm	S1.7B0.00.ODK.FK
6x	25mm	S1.7B0.00.0GC.FK
6x	31mm	S1.7B0.00.ODL.FK
<b>RACE EVO 40/.04</b>		
6x	21mm	S1.7B0.00.ODM.FK
6x	25mm	S1.7B0.00.0GE.FK
6x	31mm	S1.7B0.00.ODN.FK
<b>RACE EVO 50/.04</b>		
6x	21mm	S1.7B0.00.ODO.FK
6x	25mm	S1.7B0.00.0GF.FK
6x	31mm	S1.7B0.00.ODP.FK
<b>RACE EVO 25/.06</b>		
6x	21mm	S1.7B0.00.ODQ.FK
6x	25mm	S1.7B0.00.0GH.FK
6x	31mm	S1.7B0.00.ODU.FK
<b>RACE EVO 30/.06</b>		
6x	21mm	S1.7B0.00.ODV.FK
6x	25mm	S1.7B0.00.0GI.FK
6x	31mm	S1.7B0.00.ODW.FK
<b>RACE EVO 35/.06</b>		
6x	21mm	S1.7B0.00.ODX.FK
6x	25mm	S1.7B0.00.0GJ.FK
6x	31mm	S1.7B0.00.0GU.FK

● Conicidade 4% ● Conicidade 6%

PONTAS DE PAPEL		
Caixa de 200 Pontas de Papel		
30/.04	08.610.04.030.BC	
40/.04	08.610.04.040.BC	
50/.04	08.610.04.050.BC	
25/.06	08.610.06.025.BC	
30/.06	08.610.06.030.BC	
35/.06	08.610.06.035.BC	
GUTTA PERCHA		
Caixa de 60 Gutta Percha		
30/.04	08.600.04.030.RE	
40/.04	08.600.04.040.RE	
50/.04	08.600.04.050.RE	
25/.06	08.600.06.025.RE	
30/.06	08.600.06.030.RE	
35/.06	08.600.06.035.RE	
TOTALFILL® BC POINTS™		
Caixa de 60 BC Points		
30/.04	08.650.04.030.RE	
40/.04	08.650.04.040.RE	
50/.04	08.650.04.050.RE	
25/.06	08.650.06.025.RE	
30/.06	08.650.06.030.RE	
35/.06	08.650.06.035.RE	
TOTALFILL® BC SEALER™		
Seringa 2g + 15 TotalFill BC Tips		
	08.650.00.007.XX	
TOTALFILL® BC POINTS™ HIFLOW		
Caixa de 60 BC Points HiFlow		
30/.04	08.650.04.030.HF	
40/.04	08.650.04.040.HF	
50/.04	08.650.04.050.HF	
TOTALFILL® BC SEALER™ HIFLOW		
Seringa 1,5g + 15 TotalFill BC Tips		
	08.650.00.008.XX	

[www.fkg.ch/race-evo](http://www.fkg.ch/race-evo)

**FKG Dentaire Sàrl**  
Le Crêt-du-Loche 4  
2322 Le Crêt-du-Loche  
Switzerland  
T +41 32 924 22 44

[info@fkg.ch](mailto:info@fkg.ch)  
[www.fkg.ch](http://www.fkg.ch)

