

  
**FKG**  
swiss endo

**ROOTER®**

**X30000**

**PRECISIÓN Y CONTROL AL  
ALCANCE DE TU MANO.  
LA MÁXIMA VELOCIDAD DEL  
MERCADO EN UN MOTOR DE  
ENDODONCIA INALÁMBRICO.**





## ALTA VELOCIDAD HASTA 3000 RPM

La máxima velocidad del mercado en un motor de endodencia inalámbrico. Precisión y control al alcance de tu mano. Su intensa potencia, unida a un torque de salida preciso y estable, permite obtener una preparación eficiente del conducto radicular. Su suave rotación genera menos ruido y más comodidad para tus pacientes.



## PROGRAMAS FKG PRECONFIGURADOS

Su adaptabilidad refleja la esencia del Rooter® X3000, empezando por los cuatro programas de FKG que vienen preconfigurados: XP-endo® Treatment, XP-endo® Retreatment, RACE® EVO, R-Motion® y Finisher. De este modo, permite ahorrar tiempo a los endodocistas, que pueden confiar en las recomendaciones predefinidas del fabricante para cada tipo de lima.



- MÁS DE 60 OPCIONES DE VELOCIDAD
- MÚLTIPLES FUNCIONES APICALES
- 10 MEMORIAS DISPONIBLES
- 4 MOVIMIENTOS DISPONIBLES CW / CCW / REC / ATR
- FUNCIÓN AUTO START/STOP

## LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN PARA EL USUARIO

El motor de endodencia dispone de 10 memorias programables por el usuario para todos los modos (EAL, CW, CCW, REC o ATR), lo que convierte al Rooter® X3000 en un motor magníficamente adaptable para ahorrar tiempo y aumentar la eficiencia de los tratamientos endodónticos. Además posee una pantalla ajustable para usuarios zurdos y diestros.

## ÁNGULOS RECIPROCANTES AJUSTABLES

DOS MODOS DISPONIBLES: REC + ATR

Con un intervalo de 10° y un rango de ajuste desde 20° hasta 400°, el preciso ángulo de rotación reduce el riesgo de fractura del instrumento y hace posible una mayor eficiencia de preparación del conducto radicular.

10°



### MINI CABEZAL Y CUELLO FINO

9.7mm

8mm



360°

### CABEZAL DE CONTRA-ÁNGULO EXTRAFINO

Su mini cabezal con un diámetro de 8 mm y una altura de menos de 10 mm ofrece una visión nítida durante el tratamiento. El contra-ángulo permite rotar 360°, garantizando un gran control y mayor manejabilidad.

### LOCALIZADOR DE ÁPICES INTEGRADO

La determinación de la longitud de trabajo, de forma integrada, hace que el tratamiento endodóntico sea más seguro y eficiente. Gracias al localizador de ápice integrado, se puede verificar la ubicación real de la lima en el interior del conducto. El Rooter® X3000 se detiene automáticamente o gira en dirección inversa cuando la lima alcanza la longitud de trabajo apical para evitar una posible perforación. Las funciones de Auto Start y Auto Stop hacen que el motor arranque mientras la lima entra en el conducto o se detenga cuando sale.





## ENDOMOTOR SIN ESCOBILLAS

El Rooter® X3000 cuenta con motor de endodencia sin escobillas más potente, preciso, suave e inteligente del mercado en la actualidad. Su intensa potencia, combinada con un torque de salida preciso y estable, contribuyen a la preparación eficiente del conducto radicular. Su suave rotación y bajo nivel de ruido contribuyen a que el tratamiento sea más cómodo para los pacientes.



## CARGA INALÁMBRICA

Con el Rooter® X3000 y su capacidad de carga inalámbrica, no necesitarás preocuparte por el cable, lo que hará que tus movimientos sean más ágiles.



# 20000 mAh

## BATERÍA DE LARGA DURACIÓN

El Rooter® X3000 cuenta con una de las baterías de litio más potentes del mercado para este tipo de motores inalámbricos, lo que prolonga su vida útil.

