



Pressemitteilung

FKG Dentaire erweitert sein Angebot endodontischer Motoren um den neuen **Rooter® X3000**

Ein kabelloser, besonders leistungsstarker endodontischer Motor.

La Chaux-de-Fonds, Schweiz, September 2021.

Mit dem neuen Rooter® X3000 setzt FKG Dentaire SA neue Standards in der endodontischen Behandlung. Dieser neuartige kabellose Endomotor vereint technisches Know-how, Funktionalität und Flexibilität in einem nur 20 Zentimeter langen Gerät. Es verfügt über die höchste Drehzahl auf dem Markt (3000 U/min), zehn programmierbare Speicherplätze und voreingestellte Programme für verschiedene FKG-Feilen. Das ergonomische Design, das leichte Gewicht und das um 360° drehbare, extra schlanke Winkelstück sorgen für optimale Handhabung und Sichtbarkeit.

Jedes neue FKG-Produkt zeichnet sich durch zukunftsweisende Technologie und kompromisslose Qualität aus und genügt somit auch den höchsten Ansprüchen endodontischer Behandler. Dank einem neuen kabel- und bürstenlosen Endomotor mit integriertem Apex-Locator, der Drehzahlen von bis zu 3000 U/min erreicht, setzt der **Rooter® X3000** neue Standards in der endodontischen Behandlung.

Flexibilität als wichtigstes technisches Merkmal

Die bislang unerreichte Drehzahl, kombiniert mit garantierter Stabilität und Präzision, ist nur das i-Tüpfelchen der technischen Merkmale des **Rooter® X3000**. Flexibilität wird hier großgeschrieben, angefangen bei den vier voreingestellten FKG-Programmen: XP-endo® Treatment, XP-endo® Retreatment, RACE® EVO und R-Motion®. Mit diesen Programmen sparen die Behandler wertvolle Zeit, da sie sich auf die voreingestellten Empfehlungen des Herstellers für die jeweiligen Feilentypen verlassen können. Der Endomotor bietet zudem zehn benutzerprogrammierbare Speicherplätze für alle Modi (EAL, CW, CCW, REC oder ATR), mehr als 60 Drehzahleinstellungen und natürlich einen integrierten, hochpräzisen Apex-Locator sowie eine Reihe automatischer Apexfunktionen.



Agilität als Credo für die Praxis

Wie bei jedem Gerät zeigt sich der Wert einer Innovation erst in der praktischen Anwendung. Mit dem nur 157 Gramm schweren Handstück, der perfekten Geräteergonomie und dem vollständig drehbaren, ultraschlanken Winkelstückkopf garantiert der **Rooter® X3000** eine komfortable Griffposition, agile Handhabung und hervorragende Sicht auf den Operationsbereich. Bei der Konzeption und Entwicklung aller Details hat FKG darauf geachtet, dem Behandler maximale Freiheit bei der Anwendung zu bieten, unter anderem durch die Optimierung von Drehzahl und Effizienz. Darüber hinaus lassen sich sowohl das Gerät als auch die Anzeige vollständig für Links- oder Rechtshänder anpassen. Zu den weiteren Eigenschaften zählen eine breite Palette benutzerdefinierbarer Einstellungen, Kompatibilität mit Feilen unterschiedlicher Marken, ein kabelloses Ladegerät und eine Lautstärkeregelung.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Team von FKG Dentaire:

FKG Dentaire SA
Crêt-du-Loche 4
CH-2304 La Chaux-de-Fonds
Schweiz
Tel. +41 32 924 22 44

info@fkg.ch
www.fkg.ch
www.facebook.com/FKGDentaire

FKG Dentaire SA

Die 1931 in der Schweiz gegründete FKG Dentaire SA erfuhr 1994 erneut einen Aufschwung, als die Familie Rouiller die Leitung des Unternehmens übernahm. Die Familie führte FKG an die Spitze der Entwicklung, Herstellung und des Vertriebs von Dentalprodukten für Allgemeinmediziner, Endodontologen und Labors. Die Strategie von FKG konzentriert sich auf innovative Hochpräzisionsprodukte und die Entwicklung von Maschinen, die speziell für den Dentalbereich entwickelt wurden. Das Unternehmen ist darum bestrebt, Lösungen anzubieten, die den anspruchsvollsten Bedürfnissen der Endbenutzer entsprechen.