

D-RaCe


Neue Instrumente zur Entfernung von Füllungsmaterial

« Desobturation », d.h. Entfernung der Wurzelkanalfüllung, wird vor der eigentlichen « Desobturation » durchgeführt. Ziel ist die möglichst vollständige Entfernung der Füllung, um eine erfolgreiche Revision zu ermöglichen.

Beschreibung


D-RaCe entfernt fast alle Füllmaterialien erfolgreich, wie zum Beispiel Guttapercha, Gutta-Trägersysteme, Pasten, Resin-basierte Materialien. D-RaCe entfernen einen Grossteil des alten Füllmaterials trocken, also ohne Lösungsmittel. Mit nur 2 Instrumenten spart man so Zeit und erhöht die Behandlungssicherheit.

Sequence at a glance



DR1 - Access

- >>> ISO 030/0.10 - L.15/8 mm
- >>> active tip



DR2 - Full path

- >>> ISO 025/0.04 - L.25/16 mm
- >>> safety tip

Verfügbarkeit

- Sortiment (je 2 Stk. DR1 und DR2)
- Einzelgrössen (6 Stk./Box)

Website

www.d-race.ch