

D-RaCe


Nouveaux instruments de désobturation

« Désobturation » en vue d'un « retraitement » : parce qu'il faut rouvrir ou « désobturer » pour accéder au canal proprement dit, pour refaire le traitement canalair. Si le canal doit être retraité, c'est qu'il y a eu échec du traitement de première intention ou que le traitement doit être amélioré.

Description


D-RaCe sert à désobturer la plupart des canaux, quelle que soit l'obturation – gutta-percha, tuteurs, pâte, matériaux à base de résine. D-RaCe enlève une grande partie de l'ancien matériel d'obturation, et ceci sans solvant. Avec seulement 2 instruments, l'on économise du temps et augmente la sécurité du traitement.

Sequence at a glance



DR1 - Access

- »» ISO 030/0.10 - L.15/8 mm
- »» active tip



DR2 - Full path

- »» ISO 025/0.04 - L.25/16 mm
- »» safety tip

Disponibilité

- Assortiment (2 pces de chaque)
- Tailles individuelles (6 pces/boîte)

Website

www.d-race.ch