



Pressemitteilung

La Chaux-de-Fonds, 09. März 2015

FKG Dentaire präsentiert den ersten XP-endo Finisher zur Wurzelkanalbehandlung.

Die neueste Innovation von FKG Dentaire erlaubt den Behandlern, sehr komplexe Wurzelkanalsysteme zu behandeln und bisher unerreichbare Oberflächen mit minimalem Dentinabtrag zu reinigen. Aus einer sehr flexiblen NiTi-Legierung hergestellt, ist der XP-endo Finisher in der Lage, der Kanalwand mit seinem grösseren, effektiven Arbeitsbereichs von bis zu 6 mm Durchmesser zu folgen - sprich: er kann das 100-fache Volumen eines herkömmlichen Instruments der gleichen Grösse erreichen.

« Mit dem XP-endo Finisher können wir ein von Zahnärzten häufig angetroffenes Problem lösen, » bestätigt Thierry Rouiller, CEO von FKG Dentaire, führendes Unternehmen im Bereich von Endodontologischen Instrumenten. « Sie können jetzt den Patienten eine gründlichere Reinigung und damit eine bessere Wurzelkanalbehandlung anbieten, und gleichzeitig das Risiko einer späteren Infektion reduzieren.»

Mit Micro CT durchgeführte Studien haben gezeigt, dass normale NiTi- Instrumente nur 45 bis 55% der Kanalwände reinigen können und damit erlauben, dass sich Debris und Bakterien in den nicht erreichten Zonen ansammelt. Unabhängig von der Komplexität der Kanalmorphologie kann XP-endo Finisher nach jeder Aufbereitung von ISO 25 verwendet werden. Die exklusive FKG MaxWire Legierung (Martensite-Austenite Electropolish-FleX) verleiht dem Instrument eine extreme Flexibilität, wodurch Debris in schwierig zugänglichen Bereichen mit minimalem Einfluss auf das Dentin entfernt werden kann.

«Jetzt ist der Kanal sauberer, vielleicht sogar zwei bis drei Mal mehr im Vergleich zu herkömmlichen Techniken, die wir heute verwenden, » unterstreicht Dr. Gilberto Debelian, Norwegen.

Dank seiner Null- Konizität besitzt dieses Instrument eine aussergewöhnliche Resistenz gegen Materialermüdung. Ausserdem ist die Anwendung relativ einfach und kann von Zahnärzten schnell erlernt werden.


Das XP-endo Finisher-Instrument fügt sich in eine Liste von patentierten, innovativen FKG Produkten höchster Präzision ein, um die Bedürfnisse und Ansprüche von Zahnärzten und Endodontologen auf der ganzen Welt zu erfüllen.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie bei:

FKG Dentaire SA
Crêt-du-Loche 4
2304 La Chaux-de-Fonds
Schweiz

T +41 32 924 22 44
info@fkg.ch
www.fkg.ch

XP ENDO *finisher*



MaxWire