


**FKG Dentaire bringt drei neue rotierende NiTi Instrumente auf den Markt:  
Gleitweg Instrumente RaCe ISO 10 Konizität .02/.04/.06**

**Beschreibung**

Aufgrund der extrem kleinen Spitze können RaCe ISO 10 direkt nach Handinstrumenten ISO 08 verwendet werden. Sehr zeitsparend, für alle Kanäle typgerecht!

Die RaCe ISO 10 haben folgende Vorteile:

- Exklusive, perfekt runde Sicherheitsspitze
- Patentiertes Anti-Einschraub-Design
- Höchst effizient durch scharfe Schneidkanten
- Electro-chemische Politur: verbesserter Widerstand gegen Torsion und Ermüdung
- *SafetyMemoDisc*: um die Anzahl der Anwendungen zu kontrollieren



**RaCe : das vollständigste rotierende NiTi System! Von der mechanischen Aufbereitung des Gleitwegs bis zur biologischen apikalen Aufbereitung...**

		Ø ISO										
		Taper SMD										
		10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
PRE-RaCe 19 mm	.10							●				
	.08						●					
	.06					●		●				
RaCe 25 mm (21/31 mm)	.06	●	●	●	●	●	●	●				
	.04	●	●	●	●	●	●	●	●			
	.02	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**Verfügbarkeit**

- Einzelgrößen (5 Stk./Box)