


**FKG Dentaire lance 3 nouveaux instruments rotatifs en NiTi :
Lime de cathétérisme RaCe ISO 10 .02/.04/.06**

Description

Grâce à leur pointe extrêmement petite, les RaCe ISO 10 peuvent être utilisés directement après des instruments manuels ISO 08. Gain de temps considérable dans tous les types de canaux !

Les instruments RaCe ISO 10 sont dotés des caractéristiques suivantes :

- Pointe de sécurité exclusive
- Design anti-vissage unique
- Arrêtes de coupe vives pour une meilleure efficacité
- Traitement électro-chimique pour améliorer la résistance du métal
- *SafetyMemoDisc* : pour maîtriser la fatigue du métal et contrôler le nombre d'utilisations



RaCe : la gamme d'instruments rotatifs en NiTi la plus complète ! Du cathétérisme à la mise en forme finale...

		Ø ISO										
		Taper SMD										
		10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
PRE-RaCe 19 mm	.10							●				
	.08						●					
	.06					●		●				
RaCe 25 mm (21/31 mm)	.06	●	●	●	●	●	●	●				
	.04	●	●	●	●	●	●	●		●		
	.02	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Disponibilité

- Tailles individuelles (5 pces/boîte)