



Exclusivité mondiale de FKG Dentaire :

1 - Indicateur du nombre d'utilisations intégré sur les instruments manuels d'endo.

Le concept des *SafetyMemoDisc* (SMD) - initialement sur les instruments rotatifs en NiTi RaCe - a connu un vif succès auprès des praticiens. FKG Dentaire a adapté ce concept à sa gamme d'instruments manuels en acier et l'a appelé **SafetyMemoGrip** (SMG).



SafetyMemoGrip à l'arrière du nouveau manche




L'instrument conserve les informations des cycles d'utilisations/stérilisations, jusqu'au rebut. Le praticien grattera un ou plusieurs pétales, selon le degré de difficulté rencontré dans le canal radiculaire. Les pétales restants indiquent le nombre d'utilisations possibles de l'instrument.

2 – Nouveau manche ergonomique

Par la même occasion, nous avons développé un nouveau manche manuel, avec :

- une meilleure prise en main;
- un diamètre arrière plus important, pour une meilleure traction;
- réduction/démultiplication de la force de rotation, en douceur.



Disponibilité

- Assortiments (ISO 6-25 et 15-40)
- Tailles individuelles (6 pces/boîte)

	Ø ISO									
	6	8	10	15	20	25	30	35	40	
K-file Standard art. 154	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
K-file Flex art. 554		●	●	●	●	●	●	●	●	●
H Std/Flex art. 153/553		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Reamer Standard art. 160	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Reamer Flex art. 560				●	●	●	●	●	●	●

Pointe de sécurité en standard