


## Exklusiv XS Gates ultrakurz 25 mm

### Beschreibung



#### Vorteile:

- Besserer Zugang zu Molaren
- Mehr Arbeitsraum ; bequemer für Patient
- Kurzer Griff 10 mm, geeignet für Winkelstücke mit Mikrokopf

### Availability

- Sortiment (Nr. 1 to 6)
- Einzelgrösse (6 Stk/Box)

Nr. 1 : ISO 50 ; 2 : ISO 70 ; 3 : ISO 90 ; 4 : ISO 110 ; 5 : ISO 130 ; 6 : ISO 150