


## Exclusif XS Gates ultra court 25 mm

### Description



### Avantages :

- Meilleur accès aux molaires qu'avec les Gates standards
- Plus d'espace de travail, plus de confort pour le patient
- Manche court 10 mm, adapté aux contre-angles à petite tête

### Disponibilité

- Assortiment (N° 1 to 6)
- Tailles individuelles (6 pces/boîte)

N° 1 : ISO 50 ; 2 : ISO 70 ; 3 : ISO 90 ; 4 : ISO 110 ; 5 : ISO 130 ; 6 : ISO 150